



数字细菌培养器“Incudigit-TFT”

自然对流
数字控制和显示温度和时间
可调温度范围: 环境 +5 °C-80 °C
稳定性: ±0.1 °C, 最高37 °C. 均匀性: ±0.5 °C, 最高37 °C
设定误差: 工作温度的±2%, 分辨率: 0.1 °C
钢化玻璃内门
双腔室, 保证样品污染的最小风险
内部没有开口和圆角, 易于清洁

PREMIER
SERIE




特点, 控制面板和标准 (见第138和139页)

安全保护:

符合EN.61010标准安装过热切断保护装置
符合DIN 12880标准安装可调安全恒温器



Horizontal 型号 Part No. 2001263



温度和时间关系图

- A. 设定条件: 80 °C: 1 h 12'
- B. 设定条件: 56 °C: 54'
- C. 设定条件: 37 °C: 48'

标准设备

2个搁板和4个搁板导轨

型号

Part No.	Capacity litres	Height / Width / Depth (interior) cm			Height / Width / Depth (exterior) cm			Shelves positions	Power W	Weight Kg
2001261	19	30	25	25	51	57	49	5	170	26
2001262	36	40	30	30	60	62	54	5	225	36
2001263	52	33	47	33	53	79	57	5	275	46
2001264	80	50	40	40	70	72	64	8	300	54
2001265	150	50	60	50	70	92	74	8	525	75

备用件

搁板和导轨

烘箱Part No.	2001261	2001262	2001263	2001264	2001265
导轨组 (2个) (一组)	2000011	2000012	2000012	2000013	2000015
搁板	2000021	2000022	2000024	2000023	2000025

每个搁板需要两个导轨, 即一套