



循环浴“Digiterm-TFT-200”

带浸入式恒温器DIGITERM-TFT-200.

可用于 20 和 27 L 的试管组

可调温度范围: 环境+5 °C - 200 °C

稳定性: ±0.1 °C. 设定误差: ±2 °C. 分辨率: 0.1 °C

NEW
DESIGN

REGULATION
SYSTEM
B

RS232

USB

安全保护: 符合 THE DIN 12876. STANDARD. 可调过热安全切断转装置, 手动复位.
低液位切断. 电气故障警报

特点

温度传感器探头 Pt 100.

加热元件由 INCOLOY 不锈钢制成, 耐高温和腐蚀

具有流速的循环泵, 适用于外部温度控制: (旋光仪、折光仪、粘度计等)

冷却盘管使用自来水以保持环境温度

使用 Pt 100 探头的外部温度控制连接 (见第 104 页)

外壳由 AISI 304 不锈钢制成

侧面有把手和排水龙头



| 型号 | Part No. | Temperature Range °C | Cuvettes Capacity litres | Height / Width / Depth (interior) cm | Height / Width / Depth (exterior) cm | Pressure mbar | Pump Pump rate V/min | Power W | Weight Kg |
|------------|----------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------|-----------|
| TFT-200 20 | 3000550 | 200 | 20 | 15 30 29 | 36 55 35 | 150 | 12 | 2060 | 10 |
| TFT-200 27 | 3000551 | 200 | 27 | 20 30 29 | 41 55 35 | 150 | 12 | 2060 | 12 |

配件见第104页

配件, 用于 DIGITERM-S-150 和 DIGITERM-TFT-200. 由 AISI 304 不锈钢制成



1. 三角盖. Part No. 3001295
2. 提升架支架. 可容纳3个管架. Part No. 1001296
3. 用于提升支架支撑的管架

| Part No. | For Ø tubes mm | Capacity Rack tubes | Height/Width/Depth (exterior) cm |
|----------|----------------|---------------------|----------------------------------|
| 1001202 | 13 | 36 | 8 8.2 23.6 |
| 1001203 | 16 | 24 | 8 8.2 23.6 |
| 1001204 | 20 | 24 | 8 8.2 23.6 |

SIN CFC