



冷藏大容量微处理器控制离心机, 适用于试管、烧瓶和血袋 “Megafriger-BLT-Blood”

可调工作温度范围: -10°C – 40°C (静止温度 -20°C)。
最多可容纳1000 ML的瓶子, 或者容纳500–800 ML的血袋。
最多容纳4袋。

NEW



摆动旋转器4个位置的细节



特点和控制面板(见第129页)

技术规格

最大容积:	4000 ml
最大桶容积:	1000 ml
速度 7001488:	300–4600 r.p.m.
准确性:	± 5 r.p.m.
分辨率 r.p.m.:	10 r.p.m.
R.C.F.:	24–5700
不平衡性:	± 5 g
准确性:	4 g
温度范围:	-10°C – 40°C
温度稳定性:	$\pm 4^{\circ}\text{C}$
分辨率:	1 $^{\circ}\text{C}$
时间范围:	99 min. 59 sec.
离心机半径:	241 mm
加速度曲线:	5
制动曲线:	9 linear 6 quadratic
Voltage:	230.
Power:	1700 VA

型号

Part No.	Max. Volume ml	Max. Capacity	Height / Width / Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
7001488	4000	4 bags x 1000 ml	97 70 72	1700	190