

每个搅拌装置的最大扭矩为40 Ncm。最大粘度30.000 mPa。

应用

混凝剂和聚电解质处理地表水和残余水的优化。

吸收剂在毒物中的效能评价。

多价的。没有皮带传动。由于其强大的扭矩，它允许搅拌和混合高粘度物质。

特点

用于4或6个位置的搅拌设备，可容纳高达1000 ml或短至2000 ml的烧杯。

搅拌速度 15 - 200 r.p.m. 无声运行。

可调定时器1-999分钟或连续运行。

易于调整高度头部的搅拌棒由AISI 304不锈钢制成，很容易固定的到位。

两个垂直和水平可调照明单元可放置在该单元中。

此可调附件允许根据正在运行的样品改变灯光角度。原创设计。请参阅配件零件号3000821和3000823，4和6位置模型，可同时获得前后照明。该装置的主体外壳由环氧涂层钢制成，带有带防滑橡胶脚的AISI304不锈钢支架。

控制面板

1. 字母数字显示，指示转速和时间。
2. 参数失效按钮。
3. 参数值下降按钮。
4. 参数值上升按钮。
5. 参数值有效按钮。



絮凝器“絮凝”水平和垂直照明（6处）。



带水平照明的絮凝器（4处）。

型号

Part No.	No. of places	Speed r.p.m.	Height/Width/Depth (exterior) cm	Illumination power W	Power W	Weight Kg
3000820	4	15 - 200	52 70 23	40	160	24
3000822	6	15 - 200	52 99 23	50	170	36

配件

照明装置，水平和垂直同时照明。

Part No. 型号part No.

3000821 3000820 4 places.

3000823 3000822 6 places.



便携式絮凝器“4P-M”

四工位照明。